

# マグネット柵

自治医科大学看護学部監修

ベッドから車椅子へスライディングボードで移乗する際、スライディングボードが撓まないように補助をする柵です。ベッドの柵用の穴に片側を挿入し、もう一方はマグネットで簡単に固定できます。スライディングボードに合わせて幅の調節もできます。



マグネット柵なし  
スライディングボードが撓み移乗しづらい



マグネット柵装着  
スライディングボードは撓わず移乗しやすい



袋に入れ  
スライディングボードと一緒に  
コンパクトに保管

製品のお問い合わせ

医療・福祉の現場を改善するメディーン  
**mediinno**  
medical care innovation

**INOUE**  
confidence & safety

株式会社 井上製作所  
〒327-0847 栃木県佐野市天神町959

TEL **0283-22-2866**  
FAX **0283-22-2371**  
MAIL [inouess@inoue-seisakusho.com](mailto:inouess@inoue-seisakusho.com)  
[www.mediinno.jp](http://www.mediinno.jp)